

KULLANIM SÜRESİNCE ZAMAN TUTMA :

- a. Dalış amiri bütün gelişmeleri iki adet kronometre ile tutar.
- b. Stopwatch basınç odası kullanılacağı dalış olayına bağlı olarak, bazen her ikisi aynı anda, bazen de birer birer ve bindirmeli olarak çalıştırılır.

(1) Satih Dekomprasyonu Uygulamasında

(a) Dalgıçlar basınç odasında dalışa hazır olduklarında dalış amiri "Sathi Terk" komutu verirken her iki kronometreyi çalıştırır. Bu esnada basınç odasında uygulanmakta olan satih dekomprasyon tablosuna uygun hızda dalışa başlar.

(b) Dibe varıldığında dalış amiri stopwatchlardan birini stop eder ve iniş zamanını kayıtçıya bildirerek, kayıt ettirir ve daha sonra sıfırlar.

(c) Dalgıç maske takıp oksijen tenefüs etmeye başladığında, her iki kronometreye tekrar basar. Çalışmaya başlayan kronometre oksijen tenefüs zamanını sayarken, diğeri ise sathi terkten itibaren geçen zamanı gösterir. Dalış amiri bu kronometreyi sıfırlar.

(d) Basınç odası 40 ve 20 feet stop zamanı bitince her iki kronometreye yeniden basar. Stop eden kronometre dekomprasyon stop zamanı, çalışan ise çıkış zamanını gösterir.

(e) Bu şekilde kronometreler dönüşümlü olarak çalıştırılarak satha varıncaya kadar zaman tutulur. Satha vardıktan sonra ise yine kronometrenin sıfırlanmış olanı ile 10 dakikalık riskli dalış sonrası emniyet periyodu tutulur.

(2) Tedavi Tablosu Uygulamasında

(a) Basınç odasında uygulanacak oksijen tedavi tablosu ise; hasta basınç odasına alındıktan sonra oksijen maskesini takar ve dalış başladığında, dalış amiri kronometrenin birini çalıştırır. Uygun hızla dalışa başlanır.

(b) Dibe varıldığında dalış amiri çalışan kronometrelerden iniş zamanını kayıtçıya bildirir. Bu kronometre aynı zamanda o stoptaki tedavi zamanını tutmak için kullanılır.

(c) Tedavi tablosuna göre o stoptaki süre tamamlanınca, her iki kronometreye basarak birini çalıştırır ki bu bir üst stoba çıkış zamanını saymaya başlar, diğeri stop eder ki bu da biten zamanı gösterir.

(d) Dalış amiri bu şekilde bindirmeli olarak sırayla kronometreleri kullanarak zaman tutar.